

Link do produktu: <https://www.karmoteka.pl/arthroscan-scanvet-500ml-syrop-na-stawy-p-2177.html>



## ArthroScan ScanVet 500ml syrop na stawy

Cena	<b>191,69 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny - pytaj obsługi</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SV73014</b>
Kod producenta	<b>73014</b>
Kod EAN	<b>5391525730141</b>
Producent	<b>ScanVet</b>

### Opis produktu

## ScanVet ArthroScan 500ml syrop na stawy

### Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów.

### Wspiera funkcjonowanie stawów.

### Innowacyjny produkt o wzbogaconym składzie.

**ArthroScan Syrop stosuje się wspomagająco w problemach ze strony układu ruchu u psów.  
Starannie dobrane składniki wspierają prawidłowe funkcjonowanie stawów i odżywienie chrząstki stawowej.**

#### Stosowanie:

- wspomagająco przy zmianach zwyrodnieniowych i stanach zapalnych
- wspomagająco po urazach i zabiegach ortopedycznych
- profilaktycznie u młodych psów w okresie rozwoju chrząstek stawowych, u psów dużych ras, z nadwagą, psów aktywnych i sportowych, narażonych na zwiększone obciążenie układu ruchu.

**ArthroScan Syrop** to specjalistyczny produkt o zaawansowanym składzie, kompleksowo wspiera funkcjonowanie stawów.

Kwasy tłuszczowe Omega 3 i czarci pazur cechują się naturalnym działaniem przeciwzapalnym.

Chondroityna i glukozamina pełnią funkcje budulcowe, wspomagają regenerację chrząstki i zapobiegają mikrouszkodzeniom związanym z intensywnym ruchem lub przeciążeniem stawów.

Kolagen typu II stanowi główny białkowy składnik macierzy chrząstki stawowej, istotny do utrzymania jej odporności i elastyczności.

Kolagen typu II wchodzący w skład ArthroScan Syrop pochodzi z chrząstki kurcząt, to substancja o bardzo wysokiej skuteczności, potwierdzonej badaniami naukowymi. Jest to kolagen hydrolizowany, o masie cząsteczkowej 1,5-2,5 kDa, bardzo dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego.

Kwas hialuronowy odpowiada za lepkość, właściwe funkcjonowanie mazi stawowej oraz odżywienie chrząstki stawowej, chroni powierzchnię chrząstki przed uszkodzeniami.

Witamina C i mangan są niezbędne w syntezie kolagenu.

MSM stanowi źródło siarki niezbędnej do syntezy glikozaminoglikanów.

#### Dawkowanie:

---

ArthroScan Syrop można podać po zmieszaniu z karmą lub bezpośrednio do jamy ustnej.

1 porcja (2,2ml) = 1 naciśnięcie pompki dozownika

Po 2-3 tygodniach dzienna porcja może być zmniejszona o połowę w zależności od zapotrzebowania zwierzęcia.

**5 ml produktu zawiera:**

Glukozamina 600mg,

Omega 3 300mg,

MSM 250mg,

Siarczan chondroityny 240mg,

Kolagen (typ II, 1,5-2,5kDa) 30mg,

Kwas hialuronowy 30mg,

Czarci pazur 25mg,

Mangan 2,5mg,

Witamina C 50mg.

Wartość kaloryczna – **117kcal/100g**

**Skład:** Sorbitol, Glukozamina, Dimetylosulfon (MSM), Siarczan chondroityny, Kolagen (typ II), Kwas hialuronowy. Dodatki: witaminy, prowitaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu (mg/kg): Omega 3 (Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe) 60 000mg, Witamina C (E300) 10000mg, naturalne produkty botaniczne (mg/kg): wyciąg z Harpagophytum procumbens (Czarci pazur) 5000mg. Pierwiastki śladowe (mg/kg): Mangan (E5) w postaci siarczanu manganu jednowodnego 500mg.

**Składniki analityczne:** Węglowodany 24,07%, Białko surowe 8,73%, Włókno surowe

**Warunki przechowywania:** Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

**Wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.**